



2506

Τα αναπηρικά αμαξίδια παραδίδονται συναρμολογημένα.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Τα αναπηρικά αμαξίδια πρέπει να χρησιμοποιούνται από άτομα με περιορισμένη κινητικότητα και βάρους έως 115 kg. για τις μετακινήσεις εντός και εκτός σπιτιού.

Πριν χρησιμοποιήσετε το αμαξίδιο **ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ** ότι:

- Οι ρόδες και τα υποπόδια είναι τοποθετημένα και οι βίδες που τα στερεώνουν είναι καλά σφιγμένες.
- Τα φρένα λειτουργούν κανονικά.
- Δεν υπάρχουν ρωγμές ή σπασίματα στο σκελετό, στα σημεία συγκολλήσεων και στα μπροστινά πιρούνια των τροχών.
- Τα πλαϊνά πλαίσια είναι τοποθετημένα κανονικά και ο πείρος στερέωσης στη θέση ασφάλισης.
- Η θέση και η πλάτη είναι σε καλή κατάσταση χωρίς φθορές που μπορεί να μειώσουν την αντοχή τους.
- Οι ρόδες είναι φουσκωμένες.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω **ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε το αμαξίδιο μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

#### ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- ⇒ Να μη χρησιμοποιείτε το αμαξίδιο για σπορ ή άλλες επικίνδυνες δραστηριότητες. Έκκεντρη στήριξη, υπερβολική κάμψη του σώματος προς τα πίσω ή στήριξη σε 2 μόνο ρόδες μπορεί να προκαλέσουν ανατροπή του αμαξιδίου.
- ⇒ Όταν κάθεστε ή σηκώνεστε από το αμαξίδιο πρέπει να τοποθετούνται τα φρένα ώστε το αμαξίδιο να παραμένει ακίνητο και να μη γλιστρά.
- ⇒ Όταν σηκώνεστε από το αμαξίδιο πρέπει να στηρίζετε και στα δύο χέρια ισομερώς.
- ⇒ Να ελέγχετε τακτικά τον αέρα των αεροθαλάμων. Μη φουσκώνετε τις ρόδες υπερβολικά, ιδίως το καλοκαίρι.
- ⇒ Όταν κάθεστε ή σηκώνεστε από το αμαξίδιο προσέξτε να μην αγκιστρωθούν τα ρούχα σας σε αυτό.
- ⇒ Μην αφήνετε το αμαξίδιο βρεγμένο.
- ⇒ Να καθαρίζετε τακτικά το αμαξίδιο, ιδίως την πλαστική επένδυση.
- ⇒ Μην αφήνετε παιδιά κοντά στο αμαξίδιο χωρίς επίβλεψη.