

Προφυλάξεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το μαζί με την κάρτα εγγύησης, την απόδειξη αγοράς και των υλικών συσκευασίας σε ασφαλές μέρος. Αν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, πρέπει να του μεταβιβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό και για ιδιωτική χρήση. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορικό σκοπό. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό μέρος. Προστατέψτε την από τη θερμότητα, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, την υγρασία (μην τη βυθίζετε σε οποιαδήποτε υγρό) και τις αιχμηρές άκρες. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι φθαρμένη.

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Να απευθύνεστε πάντοτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Σκοπός χρήσης

Η συσκευή αυτή χρησιμοποιείται για μασάζ μεμονωμένων μερών του σώματος των ενηλίκων. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ιατρική περίθαλψη. Μην χρησιμοποιείτε το μαξιλάρι μασάζ εάν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προειδοποιήσεις ισχύουν για εσάς. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ρωτήστε το γιατρό σας εάν η συσκευή μασάζ είναι κατάλληλη για εσάς.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μασάζ

- μετά από δισκοπάθεια ή παθολογικές - μεταβολές στους σπονδύλους.
- αμέσως μετά από επέμβαση.
- αν φοράτε βηματοδότη.
- εάν πάσχετε από παθήσεις του δέρματος.
- κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
- ενώ κοιμάστε.

ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η συσκευή μπορεί να μεταφερθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε υπάρχει διαθέσιμη πρίζα 12V, π.χ. σε κάμπινγκ.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή μέσα σε αυτοκίνητο.

Η συσκευή προορίζεται μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η ETV Elektro-technische Vertriebsgesellschaft mbH δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση ή αμέλεια.

**Εκκίνηση**

- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας
- Τοποθετήστε το φορητό κάθισμα μασάζ σε μία σταθερή βάση (καρέκλα, πολυθρόνα, κρεβάτι, καναπέ, πάτωμα).
- Εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιήστε τις ελαστικές θηλιές για να ασφαλίσετε το κάθισμα μασάζ.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Συνδέστε το τροφοδοτικό στο κάθισμα μασάζ με ένα καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα 230V ~ 50Hz. Η οθόνη του τηλεχειριστηρίου ενεργοποιείται.

ℹ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τροφοδοτικό 12V

- Συνδέστε το τροφοδοτικό 12V στο κάθισμα μασάζ με ένα καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Συνδέστε το τροφοδοτικό σε μια πρίζα 12V.

On / Off

Η συσκευή λειτουργεί μέσω ενός τηλεχειριστηρίου.

- Πλήκτρο POWER: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία μασάζ (Massage).
- Πλήκτρο HEAT: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία θερμότητας (Heat).

Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης

Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης μετά από 30 λεπτά. Λειτουργεί διαφορετικά στις δύο καταστάσεις λειτουργίας (Massage / Heat).

- Σε κατάσταση μασάζ (Massage), ο χρόνος που απομένει απεικονίζεται στην οθόνη «TIME».
- Εάν η θερμότητα είναι ενεργοποιημένη χωριστά, ο χρόνος που υπολείπεται δεν εμφανίζεται.

- Αν η λειτουργία θερμότητας ενεργοποιηθεί αργότερα κατά τη διάρκεια του μασάζ, η λειτουργία θερμότητας θα είναι διαθέσιμη μόνο για τον υπολειπόμενο χρόνο μασάζ
- Αν η λειτουργία μασάζ ενεργοποιηθεί μετά τη λειτουργία θερμότητας, η λειτουργία θερμότητας απενεργοποιείται την ίδια στιγμή, όπως το μασάζ. Δηλαδή, ο συνολικός χρόνος λειτουργίας μέχρι και την αυτόματη απενεργοποίηση είναι το άθροισμα της διάρκειας της λειτουργίας θερμότητας με επιπρόσθετα 30 λεπτά μασάζ.

Οδηγίες χρήσεως

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Το μασάζ πρέπει να είναι άνετο και χωρίς πόνο. Εάν νιώθετε δυσφορία ή πόνο, σταματήστε τη λειτουργία αμέσως.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή - λίγο πριν πάτε για ύπνο. Το μασάζ μπορεί να έχει διεγερτική δράση και να σας προκαλέσει αϋπνία.
- για περισσότερο από 30 λεπτά. Μπορείτε να επαναλάβετε το μασάζ αρκετές φορές την ημέρα. Κάντε διαλείμματα τουλάχιστον 60 λεπτών ανάμεσα στα μασάζ.

- Καθίστε στο κάθισμα μασάζ.
- Χρησιμοποιήστε το κουμπί POWER για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η συσκευή ξεκινά το πρώτο πρόγραμμα μασάζ στη ρύθμιση "MODE 0".
- Επιλέξτε ανάμεσα σε 8 διαφορετικά προγράμματα μασάζ ("MODE 0" έως "MODE 7"). Οι 6 ζώνες μασάζ ενεργοποιούνται σε διάφορα επίπεδα συχνότητας, έντασης και ρυθμού. Επιλέξτε πιέζοντας το πλήκτρο MODE στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε το κουμπί HEAT στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία θερμότητας στο κάθισμα μασάζ.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

Άτομα που είναι ευαίσθητα στη θερμότητα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά όταν χρησιμοποιούν το κάθισμα μασάζ.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τη λειτουργία θερμότητας ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τη λειτουργία μασάζ.
- Η ενεργοποιημένη λειτουργία θερμότητας απεικονίζεται στην οθόνη με το ειδικό σύμβολο.

- Απενεργοποιείτε τη συσκευή μετά τη χρήση.
- Βγάλτε το βύσμα (ή τον προσαρμογέα) τροφοδοσίας από την πρίζα.

Καθαρισμός και Αποθήκευση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Πριν καθαρίσετε, αποσυνδέστε πάντα το βύσμα (ή τον προσαρμογέα) τροφοδοσίας από την πρίζα!
- Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για τον καθαρισμό. Διαφορετικά αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Μην χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή οποιοδήποτε άλλο λειαντικό αντικείμενο.
- Μην χρησιμοποιείτε όξινα ή λειαντικά απορρυπαντικά.
- Χρησιμοποιήστε ειδικό βουρτσάκι για ρούχα για να αφαιρέσετε χνούδι.
- Χρησιμοποιήστε ένα ελαφρώς βρεγμένο πανί για να αφαιρέσετε σημάδια. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε μόνο ένα ουδέτερο καθαριστικό.
- Χρησιμοποιείτε το κάθισμα μασάζ και πάλι όταν είναι τελείως στεγνό.
- Αποθηκεύστε το σε ένα χάρτινο κουτί. Κρατήστε τη συσκευή σε στεγνό χώρο.



Σημασία του συμβόλου "Κάδου απορριμάτων"

Προστατέψτε το περιβάλλον μας: μην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό στα εσωτερικά απόβλητα. Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείτε πλέον στα σημεία που παρέχονται για τη διάθεσή τους.



Τηλ.: 210 29.23.783

Website: <http://anorthosis.com.gr>

e-Mail: info@anorthosis.com.gr