



### Γενικές Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και κρατείστε το μαζί με την εγγύηση, την απόδειξη και ει' δυνατό το κουτί με τις εσωτερικές συσκευασίες. Εάν δώσετε την συσκευή σε κάποιον τρίτο, δώστε τους κι αυτό το εγχειρίδιο.

- Η συσκευή είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και για συγκεκριμένους σκοπούς. Η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για διαφημιστική χρήση. Μην την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Κρατήστε την μακριά από πηγές Θερμότητας, επαφή με ακτίνες του ήλιου, υγρασία (ποτέ μην την φέρετε σε επαφή με υγρά) και αιχμηρά αντικείμενα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή με υγρά χέρια. Αν η συσκευή βραχεί ή έχει υγρασία βγάλτε την αμέσως από την πρίζα.
- Όταν την καθαρίζετε ή την φυλάσσετε, απενεργοποιήστε την και πάντα βγάζετε την πρίζα (τραβήγτε το από το βύσα κι όχι από το καλώδιο) και αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα.
- Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επιβλεψη. Εάν φύγετε από το δωμάτιο, πάντα να την απενεργοποιείτε και να βγάζετε την πρίζα.
- Ελέγχετε τακτικά την συσκευή και το καλώδιο για τυχόν φθορές. Μην την χρησιμοποιήστε αν δείτε κάποια φθορά.
- Μην προσπαθείτε να επιδιορθώσετε την συσκευή μόνοι σας. Πάντα να ζητάτε την βοήθεια εξειδικευμένου τεχνικού. Για να αποφύγετε κινδύνους, πάντα αλλάζετε ελαπτωματικά εξαρτήματα και καλώδια με την βοήθεια εξειδικευμένων τεχνικών.
- Χρησιμοποιείτε πάντα αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Δείτε ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες "Ειδικές Οδηγίες Ασφαλείας"

### Παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες

- Για την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε τα τμήματα συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κλπ.) μακριά από αυτά.

#### ⚠ Προειδοποίηση:

**Προσοχή!** Μην επιτρέπετε σε μικρά να παίζουν με τη συσκευασία. **Κινδυνος ασφυξίας!**

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση απόμων (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένη ομαντική ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός αν είναι υπό επιτήρηση κάποιου που έχει την ευθύνη για την ασφάλεια τους. Τα παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επιτήρηση για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με την συσκευή.

### Σύμβολα σε αυτό το εγχειρίδιο

Σημαντικές σημειώσεις για την ασφάλεια σας φέρουν ευδιάκριτη σήμανση. Δώστε απόλυτη προσοχή για την αποφυγή απυχημάτων και ζημιών στη συσκευή:

#### ⚠ Προειδοποίηση:

Προειδοποιεί για τους κινδύνους για την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

#### ⚠ Προσοχή:

Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

#### ℹ Σημείωση:

Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς.

### Ειδικές οδηγίες ασφαλείας για αυτή τη συσκευή

- Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή στην περιοχή των ματιών ή σε άλλα ευαίσθητα μέρη του σώματος.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την συσκευή κάτω από κουβέρτες ή άλλα μέρη με κακό εξαερισμό.

#### ⚠ Προειδοποίηση:

Η επιφάνεια της συσκευής είναι ζεστή. Άτομα με ευαίσθηση στη θερμότητα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά τη χρήση αυτής της συσκευής.

- Επεξήγηση των εξαρτημάτων**
- 1 Διακόπτης λειτουργίας
  - 2 Κινητά μέρη
  - 3 Ανακυκλούμενων δαχτυλίδι
  - 4 Κεφαλή μασάζ
  - 5 Ενδεικτικό LED θερμότητας

### Αξεσουάρ

- a. Πολυ-κεφαλή μασάζ αιχμηρή
- b. Πολυ-κεφαλή μασάζ κυκλική
- c. Μασάζ προσώπου

### Χρησιμοποιώντας την συσκευή

#### Ηλεκτρική σύνδεση

- Τοποθετείστε το βύσμα τροφοδοσίας σε μια πρίζα 230 V/50 Hz.
- Χρησιμοποιήστε την συσκευή μασάζ για λιγότερο από 20 λεπτά  
Μετά αφήστε την να κρυώσει για 15 λεπτά.

#### Διακόπτης λειτουργίας

- 0 = Απενεργοποίηση
- 1 = Μασάζ
- 2 = Θερμότητα
- 3 = Μασάζ και θερμότητα

Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.

#### Σημείωση:

Η συσκευή λειτουργεί πιο αποτελεσματικά χωρίς ρούχα.

#### Προειδοποίηση για τη θερμότητα:

Πριν χρησιμοποιήσετε την λειτουργία θερμότητας της συσκευής, ελέγχετε τη θερμοκρασία της κεφαλής.

#### Σημείωση:

Το δαχτυλίδι και τα κινητά μέρη μπορούν να περιστραφούν. Αυτό καθιστά εύκολη την ρύθμιση της συσκευής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ατόμου.

### Εξαρτήματα μασάζ

Εάν είναι απαραίτητο τοποθετήστε εξάρτημα μασάζ στην κεφαλή.

- a, b πολυ-κεφαλή (βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος)
- c. Μασάζ προσώπου (Έντονο μασάζ για τέλεια επιδερμίδα)

### Απενεργοποίηση

Εάν θέλετε να απενεργοποιήστε την συσκευή, γυρίστε το διακόπτη στο „0“ και αφαιρέστε το βύσμα από την πρίζα.

### Καθαρισμός

#### Προειδοποίηση:

- Βγάλτε την πρίζα και αφήστε την συσκευή α κρυώσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει για κανένα απολύτως λόγο να βυθιστεί σε νερό ή άλλο υγρό!

#### Προσοχή:

Μην χρησιμοποιείτε καυστικά μέσα καθαρισμού.

Καθαρίστε την συσκευή μονάχα με ένα ελαφρώς βρεγμένο πανάκι.

Η συσκευή έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλες τις οδηγίες της Ε.Ε. Για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και για τις οδηγίες χαμηλής τάσης και έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τους σύγχρονους κανονισμούς ασφαλείας.  
Υπόκειται σε τεχνικές αλλαγές χωρίς ειδοποίηση!



#### Σημασία του συμβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων"

Προστατέψτε το περιβάλλον. Οι ηλεκτρονικές συσκευές δεν πρέπει να πετιούνται μαζί με τα άλλα απορρίμματα. Χρησιμοποιήστε τα ειδικά σημεία συλλογής που υπάρχουν για τη συλλογή των ηλεκτρικών συσκευών και παραδώστε τις ηλεκτρικές συσκευές που δεν θα χρησιμοποιήσετε πια, εκεί.

Έτσι βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών επιδράσεων της λανθασμένης περισυλλογής απορριμμάτων, στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Έτσι συμβάλλετε στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές αξιοποίησης των παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Πληροφορίες σχετικά με το πού να διαθέσετε αυτές τις συσκευές μπορείτε να λάβετε από τον δήμο ή τις δημοτικές αρχές.